





Adressierung des Zugtasters (rote Zugschnur)

Die Jumper A0 und A1 geben im Binärcode die Tasteradresse an.
Der Jumper 1E bestimmt, ob der Taster ein Zugtaster oder Kombizugtaster ist.
Der Jumper NC ist für interne Testzwecke vorgesehen. **NC darf nicht gesteckt sein!**
Die Adressen 1, 3, 5 + 7 sind beim Zugtaster nicht belegt.



Adressierung des Zugtasters (rote Zugschnur)

Die Jumper A0 und A1 geben im Binärcode die Tasteradresse an.
Der Jumper 1E bestimmt, ob der Taster ein Zugtaster oder Kombizugtaster ist.
Der Jumper NC ist für interne Testzwecke vorgesehen. **NC darf nicht gesteckt sein!**
Die Adressen 1, 3, 5 + 7 sind beim Zugtaster nicht belegt.

